

ONE PLUS® COLLIER C2

Collier cervical semi-rigide



TVA : 5,5%

LPPR : 13,10 € / 7132733

DOMAINE D'APPLICATION

Traumatologie, rhumatologie, rééducation.

INDICATIONS

- Traumatisme léger des parties osseuses (apophyse épineuse et transverse) et molles (coup du lapin).
- Soins post-opératoires, torticolis, cervicogenie, cervicobrachialgie, syndrome de compression, affections rhumatismales et/ou dégénératives.

CARACTÉRISTIQUES

- Forme anatomique permettant une bonne repose au niveau des maxillaires et du larynx tout en évitant la rotation de la tête,
- Fixation auto-agrippante,
- Renfort pour un meilleur maintien,
- Tricot confortable anti-transpirant,
- Densité de mousse : 50 kg/m³,
- Une housse de protection amovible et facilement lavable.

COMPOSITION

Mousse extérieure : polyuréthane 100%.
 Tissu collier H.6,5 et H.7,5 cm : coton 90%, lycra 10 %.
 Tissu collier H.9,5 et H.10,5 cm : coton 100%.
 Renfort : polypropylène 100%.
 Système de fermeture : polyamide 100% + revêtement.

Prise de mesure : Tour de cou + Hauteur de cou.

Mesurer la hauteur de cou, tête droite (regard vers l'horizon), prendre la mesure de la trachée au menton. Mesurer le tour de cou, prendre la circonférence à la base du cou.

Taille	Hauteur	Tour de cou	Code référent 13	ACL 7	Référence
1	6,5 cm	50 - 53 cm	8435025935556	6323259	TR0121651
2		53 - 56 cm	8435025935563	6323268	TR0121652
3		56 - 59 cm	8435025935570	6323269	TR0121653
1	7,5 cm	50 - 53 cm	8435025935587	6323270	TR0121751
2		53 - 56 cm	8435025935594	6323271	TR0121752
3		56 - 59 cm	8435025935600	6323272	TR0121753
1	9,5 cm	50 - 53 cm	8435025935617	6323273	TR0121951
2		53 - 56 cm	8435025935624	6323278	TR0121952
3		56 - 59 cm	8435025935631	6323279	TR0121953
1	10,5 cm	50 - 53 cm	8435025934474	6323274	TR01211051
2		53 - 56 cm	8435025934481	6323275	TR01211052
3		56 - 59 cm	8435025934757	6323277	TR01211053

■ ORLIMAN S. L. U. C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Elia Apdo de correos 49 - C.P. 46185 La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)

Tel. : +34 96 272 57 04 - Fax : +34 96 275 87 00 - E-mail : orto@orliman.com - Exportación : Tel. +34 9674 23 33 - E-mail : export@orliman.com - www.orliman.com

Distributeur : SM Europe / Orliman - 420574626 RCS Rennes. Pour toutes informations complémentaires, contacter : SM Europe / Orliman, 20 La Herbets, 35520 La Mézière (France).

Tél. : +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31 - E-mail : orliman@orliman.fr - www.orliman.fr

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la Réglementation (UE) 2017/745. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE ORLIMAN S.L.U. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Visuel non contractuel.

• **ONE PLUS® COLLIER C2** Collier cervical semi-rigide**⚠ PRÉCAUTIONS**

Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a tous les composants mentionnés ci-dessus. Contrôlez son état de manière régulière. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, veuillez immédiatement en informer l'établissement de distribution.

Les matériaux qui constituent ce produit peuvent être inflammables. Veillez à ne pas exposer les produits à des situations susceptibles de provoquer leur inflammation. Si la situation venait à se produire, séparez-vous-en rapidement et utilisez les moyens appropriés pour l'éteindre. En cas de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une interface de coton pour séparer la peau du contact avec l'attelle. En cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles, retirer le produit et consulter immédiatement un professionnel de santé. Le produit doit être utilisé uniquement sur des peaux intactes. Le port de ce produit est contre-indiqué sur des plaies ouvertes ou cicatrices non protégées, gonflements ou rougeurs.

Les produits marqués du symbole  contiennent du latex de caoutchouc naturel et peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles au latex.

Les produits marqués du symbole  contiennent des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage sous l'intitulé **LOT** de la manière suivante : les deuxième et troisième chiffres représentent l'année de fabrication et les quatrième et cinquième représentent le mois.

CONSEILS ET MISES EN GARDE

L'utilisation de ce produit est subordonnée aux indications. Bien que le produit ne soit pas à usage unique, il est recommandé d'en utiliser un par patient, seulement pour les fins indiquées dans la notice ou par votre professionnel de santé et de porter celui-ci sur peau complètement sèche en cas d'utilisation de produit à base d'alcool (ex. : gel hydroalcoolique), de pommades.

Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

MISE EN PLACE

Pour une plus grande efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et pour prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la taille la plus appropriée à chaque patient. Une compression excessive peut entraîner une intolérance. Si possible, il est conseillé de régler la compression jusqu'à un degré ferme mais confortable.

Dans le cas où le produit aurait besoin d'être adapté, cette adaptation devra être effectuée par un professionnel de santé légalement formé à cet effet. Il devra s'assurer que l'utilisateur final ou la personne responsable de la mise en place du produit comprend correctement son fonctionnement et son utilisation.

Pour la mise en place du produit, veuillez suivre les instructions suivantes :

1. Enfiler la housse de protection sur le collier.
2. Tête bien droite, positionner le menton au niveau de la section profilée.
3. Ajuster le maintien en prenant soin de ne pas gêner la respiration.
4. Fixer le collier à l'arrière du cou à l'aide de la fixation auto-agrippante.

NOTE : La housse de protection fournie avec le collier vous permettra de protéger ce dernier et ainsi éviter toutes taches de fond de teint, crèmes, lotions pour la barbe, etc. Amovible, elle peut être lavée et séchée rapidement, indépendamment du collier.

ENTRETIEN :

Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à température ambiante.

