

Attelle articulée de genou VARIOPRO

Fiche technique



Traitement post-opératoire du genou :

- Prothèse du genou (totale ou unicompartmentale) ;
- Ostéosynthèse du genou ;
- Ligamentoplastie du genou (ligament croisé antérieur ou postérieur, ligaments collatéraux latéraux ou médiaux ainsi que chirurgie plastique du ligament fémoro-patellaire) ;
- Chirurgie du tendon rotulien ou du tendon quadriceps ;
- Toutes les interventions non invasives ou micro-invasives du genou (arthroscopie, etc.).

Traitement post-traumatique du genou :

- Entorse du genou,
- Luxation des ligaments du genou,
- Fracture,
- Œdème traumatique.

Contre-indications (en combinaison avec CTC-7) :

- Allergie/intolérance au froid (urticaires) ;
- Syndrome de Raynaud ;
- Cryoglobulinémie ;
- Hémoglobinurie paroxystique au froid ;
- Réaction claire au test de provocation au froid ;
- Sur des parties du corps avec des nerfs périphériques qui se régénèrent ;
- Trouble circulatoire ou maladie vasculaire périphérique ;
- Grossesse ;
- Diabète sucré ;
- Sclérose en plaques ;
- Lésion de la moelle épinière.

Référence : LU-KS100

Longueur : 81cm

Largeur : 35.5cm

Longueur des bandes élastiques : 35.5cm

Poids : 570g

Composition du set :

Attelle de genou, pompe à air manuelle, tube de connexion à CTC7, 2 barres articulées amovibles

Matières :

Velours, PVC, silicone, polyamide, aluminium

Compression :

Statique ou dynamique,
De 0 à 80mmHg

Angle de flexion : 180° à 30°

Cycle d'utilisation : 300

Usage : Patient unique, utilisation multiple

Accessoire compatible : CTC-7

CE médical : Oui

Classe de dispositif : I

IUD de base : 3770028506001221119100SG

EAN 13 : 3770028506774

LPPR : 7110358



saneva

ÉQUIPEMENTS & DISPOSITIFS MÉDICAUX